

دستگاه تست ورزش قلبی MEDILAND

دستگاه تست ورزش قلبی (ECG Stress Test Device)

دستگاه تست ورزش ، دستگاهی برای تعیین میزان واکنش قلب و بررسی عملکرد آن بیمار در حین فعالیت شدید مثل راه رفتن و دویدن روی تردمیل است. تشخیص در حالی صورت میگیرد که کابل های ECG به بیمار متصل است و سیگنالهای قلبی توسط دستگاه دریافت و پردازش میگردد. دستگاه تست ورزش MEDILAND با بهره گیری از آخرین تکنولوژی روز دنیا قابلیت دریافت ، ثبت و پردازش سیگنالهای ECG با هوش مصنوعی هنگام فعالیت بیمار روی تردمیل را فراهم میکند.



شرکت پیشگام طب آراز

شماره ثبت ۴۴۷۵۱

مسئولیت محدود

- سیستم کاملاً بی سیم (Wireless) و بدون نویز
- پشتیبانی از تمام پروتکل های استاندارد تست ورزش
- تشخیص خودکار آریتمی
- پرینت سیگنال در لحظه ی مشاهده ی آریتمی
- دارای واحد stress ECG مخصوص stress echo با قابلیت آنالیز سیگنال قلب
- قابلیت حذف تداخل برق شهر و تداخل سیگنال EMG
- دارای نرم افزار هوشمند رپورت دهی
- دارای نرم افزار کامل ذخیره و مدیریت اطلاعات بیمار
- نمایش سیگنال ECG با کیفیت بالا
- تفسیر خودکار با هوش مصنوعی
- قابلیت اتصال به ماژول فشار سنج اتوماتیک NIBP
- قابلیت نمایش و چاپ 12 کانال بر روی کاغذ A4
- تردمیل بی سیم (Wireless) با تحمل وزن 300 کیلوگرم
- تنظیم دقیق سرعت و شیب تردمیل مطابق با پروتکل
- قابلیت کار با دستگاه تردمیل بدون اتصال لید ها

ماژول فرستنده Wireless(ETT)

دارای کلید OFF/ON
دارای کیف و کمر بند مخصوص جهت محافظت در برابر ضربه
دارای باتری قابل شارژ از جنس لیتیوم یون
دارای چراغ نشانگر وضعیت شارژ باتری
قابلیت حفاظت در برابر شوک الکتریکی



دارای مجوز تولید اداره کل تجهیزات پزشکی (Imed)

دارای ISO 13485

یک سال گارانتی بی قید و شرط

ده سال خدمات پس از فروش

نصب و راه اندازی و آموزش رایگان

www.medi-land.ir

تبریز، تقاطع خیابان شریعتی و پاستور، ساختمان آریا، طبقه سوم